


# RESMED

## Mirage Liberty™

Szablon pomiaru rozmiaru maski twarzowej



Wyciąć nożyczkami  
po linii ciągłej

Przyłożyć szablon do twarzy  
zgodnie z rysunkiem po lewej:

(1) umieścić pod nosem.

Odczytać rozmiar maski - położenie (2), które  
stanowi wgłębienie na brodzie  
(pomiędzy dolną wargą a brodą) czy znajduje  
się powyżej czy poniżej przerywanej linii.



Rozmiar: SMALL (S) ▲

-----  
LARGE (L) ▼

Wyciąć nożyczkami  
po linii ciągłej