

## **Koncentrator tlenu DeVilbiss Compact 525KS**



Koncentrator tlenu DeVilbiss 525KS jest urządzeniem przeznaczonym do prowadzenia tlenoterapii w warunkach domowych i szpitalnych. Koncentrator tlenu DeVilbiss 525KS wytwarza tlen w sposób ciągły, oddzielając tlen zawarty w powietrzu atmosferycznym od azotu. Praca koncentratora tlenu nie ma najmniejszego wpływu na zawartość tlenu w powietrzu w pomieszczeniu, w którym urządzenie pracuje.

Koncentrator tlenu DeVilbiss 525KS posiada wbudowany wskaźnik poziomu stężenia tlenu. W przypadku spadku stężenia tlenu poniżej 85 % zapala się żółta lampka oraz po 15 minutach włącza się alarm dźwiękowy.

### **Alarmy:**

- brak zasilania
- wysokie i niskie ciśnienie
- temperatura
- test baterii
- niskie stężenie tlenu

### **Dane techniczne:**

- Wymiary 62,2 x 34 x 30,4 cm.
- Waga 16,3 kg.



- Zasilanie 230 V, 50 Hz
- Pobór energii: 312 W (przy przepływie 5 l./min.); 290 W (przy przepływie 2 l./min.)
- Przepływ od 0,5 do 5 l./min.
- Stężenie tlenu 0,5 - 5 l./min. 93% (+/- 3%)
- Poziom hałasu 48 dB(A)

### **Zalety modelu 525KS**

- Wysokie stężenie tlenu (95% ± 3%)
- Regulacja przepływu tlenu w zakresie od 0,5 do 5 l/min
- Monitorowanie poziomu stężenia tlenu
- Wizualny i dźwiękowy alarm niskiego poziomu stężenia tlenu
- Bezpiecznik automatyczny z funkcją zerowania
- Licznik godzin pracy urządzenia
- Wnęka na nawilżacz
- Innowacyjny bezobsługowy zawór
- Cicha praca

### **Wydajność: L/ min stężenie ( +/- 3 %)**

- 1-3 / 95 %
- 4 / 92 %
- 5 / 90 %